


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpul1 Pour Wb, Elisa - Q9Buj2

Numéro d'article: CM0024231



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HNRNPUL1 pour WB et ELISA. Reconnaît le HNRNPUL1 humain et murin, un régulateur transcriptionnel et une protéine liant l'ARN. Idéal pour la recherche diagnostique en transcription et traitement des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPUL1 pAb de lapin
Remarques/Alias	E1BAP5; E1B-AP5; HNRPUL1; HNRNPUL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11100
GeneID	11100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 209-410 du HNRNPUL1 humain (NP_008971.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BUJ2
Poids protéique	42-96 kDa
Expédition	Sac de glace