

Anticorps Polyclonal Anti-Hnrpab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99729

Numéro d'article: CM0021960



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre HNRNPAB (HNRNPAB). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat. Immunogène recombinant. Pour l'étude de la liaison à l'ARN, de la fonction des hnRNP et de l'édition de l'ARNm APOB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPAB pAb de lapin
Remarques / Alias	ABBP1; HNRNPAB; HNRNPAB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3182
Identifiant du gène	3182
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-285 de la protéine HNRNPAB humaine (NP_004490.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99729
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace