

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrpll Pour Wb, Elisa - Q8Wvv9

Numéro d'article: CM0018671



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HNRPLL validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'HNRPLL humain, souris et rat (facteur stromal régulateur de l'ARN), un régulateur clé de l'épissage alternatif dans divers tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRPLL Rabbit pAb
Remarques / Alias	SRRF; HNRPLL
Espèce	Humain
GeneID (humain)	92906
GeneID	92906
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-350 de l'HNRPLL humain (NP_612403.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WVV9
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sacheur isotherme