

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homer1 Pour Wb, Elisa - Q86Ym7

Numéro d'article: CM0003708

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant contre Homer1 humain (HOMER, SYN47). Validé pour Western blot (WB) et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et le rat. Adapté à la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Homer1 lapin
Remarques / Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; Homer1
Espèce	Humain
GenelD	9456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-220 de HOMER1 humain (NP_004263.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q86YM7
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace