

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Homer1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Ym7

Numéro d'article: CM0010864

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Homer1 (HOMER, SYN47, Ves-1). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'homme et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des récepteurs glutamatergiques métabotropiques synaptiques et de la plasticité neuronale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Homer1 Rabbit mAb                                                                                                              |
| Remarques / Alias    | HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (humain)      | 9456                                                                                                                           |
| GeneID               | 9456                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-354 de HOMER1 humain (NP_004263.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Rat                                                                                                                    |
| SWISS                | Q86YM7                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 40kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                   |