

Anticorps Polyclonal Anti-Hooc4 Pour Wb, Elisa - P09017

Numéro d'article: CM0028103

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute affinité dirigé contre HOXC4 humain, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec HOXC4 humain et murin, un facteur de transcription homéobox essentiel pour le développement de l'axe antéro-postérieur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXC4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3221
GeneID	3221
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-130 de HOXC4 humain (NP_055435.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09017
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace