

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hook1 Pour Wb, Elisa - Q9Ujc3

Numéro d'article: CM0029596

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre HOOK1 validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Cible l'homologue de Hook 1, une protéine impliquée dans le trafic vésiculaire et la spermatogenèse. Idéal pour les études de biologie du développement et cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOOK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HK1; HOOK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51361
GeneID	51361
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 489-728 de HOOK1 humain (NP_056972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJC3
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace