

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hook2 Pour Wb, Elisa - Q96Ed9

Numéro d'article: CM0005970

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin HOOK2 pour applications WB et ELISA. Détecte la protéine HOOK2 humaine, murine et de rat, une protéine du centrosome et du trafic vésiculaire. Convient pour les études sur la formation des agrégosomes et la distribution du complexe AP-4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin HOOK2
Remarques/Alias	HK2 ; HOOK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29911
GeneID	29911
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine HOOK2 humaine (Q96ED9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96ED9
Poids protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace