


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hook3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vs8

Numéro d'article: CM0013288



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HOOK3 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte HOOK3 humain, murin et de rat, un adaptateur de dynéine régulant le trafic intracellulaire et l'organisation du Golgi. Idéal pour les études du cytosquelette et du transport vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin HOOK3
Remarques/Alias	HK3 ; HOOK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84376
GeneID	84376
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 489-718 de HOOK3 humain (NP_115786.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86VS8
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace