

Anticorps Polyclonal Anti-Hopx Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Bpy8

Numéro d'article: CM0024168

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HOPX (protéine à homéodomaine uniquement) validé pour WB, IF-P, ELISA. Détecte HOPX humain, murin, rat, un régulateur du développement cardiaque, de la suppression tumorale et du repliement protéique médié par les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOPX Rabbit pAb
Remarques/Alias	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31; HOPX
Espèce	Humain
Identifiant du gène	84525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-73 de HOPX humain (NP_631957.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BPY8
Poids moléculaire de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace