

Anticorps Polyclonal Anti-Hoxa10 Pour Wb, Elisa - P31260

Numéro d'article: CM0026645

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HoXA10 humain, un facteur de transcription homéobox impliqué dans la morphogenèse développementale. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation génique et de la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXA10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PL; HOX1; HOX1H; HOX1.8; HOXA10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3206
GeneID	3206
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 236-336 de l'HoXA10 humain (NP_061824.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31260
Poids moléculaire de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace