

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hoxa11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P31270

Numéro d'article: CM0030623

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HOXA11 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la protéine HOXA11 humaine, murine et de rat, un facteur de transcription homéoboîte essentiel à la structuration du développement antéro-postérieur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-HOXA11
Remarques/Alias	HOX1; HOX11; RUSAT1; HOXA11
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3207
ID de gène	3207
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de la HOXA11 humaine (NP_005514.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31270
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace