


Anticorps Monoclonal Anti-Hoxa13 Pour Wb, Elisa - P31271

Numéro d'article: CM0004853



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HOXA13 validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude de la régulation transcriptionnelle du développement. SWISS : P31271.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXA13 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3209
GeneID	3209
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 de la protéine HOXA13 humaine (P31271)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P31271
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace