


Anticorps Polyclonal Anti-Hoxa13 Pour Wb, Elisa - P31271

Numéro d'article: CM0013749



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant HOXA13 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte une bande d'environ 40 kDa, adapté à la biologie du développement et à la recherche sur les facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXA13 pAb de lapin
Remarques/Alias	HOX1 ; HOX1J ; HOXA13
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3209
ID du gène	3209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140 à 320 de HOXA13 humain (NP_000513.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P31271
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Poche réfrigérante