


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hoxa13 Pour Wb Et Elisa - P31271

Numéro d'article: CM0025827



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-HOXA13 validé pour WB et ELISA, détectant le HOXA13 humain avec une réactivité croisée vers la souris et le rat, facilitant la recherche sur les facteurs de transcription du développement et l'identité positionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HOXA13 Lapin pAc
Remarques/Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3209
GeneID	3209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-320 du HOXA13 humain (NP_000513.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P31271
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace