

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hoxa7 Pour Wb, Elisa - P31268

Numéro d'article: CM0017147

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant HOXA7 humain, validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation des gènes du développement et de la formation de l'axe antéro-postérieur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXA7 pAb de lapin
Remarques/Alias	ANTP ; HOX1 ; HOX1A ; HOX1.1 ; HOXA7
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3204
ID du gène	3204
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de HOXA7 humain (NP_008827.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P31268
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Sac réfrigérant