

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hoxa9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31269

Numéro d'article: CM0002095

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'HOXA9 humain (protéine homéobox Hox-A9, P31269), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Indispensable pour la recherche en biologie du développement, oncologie et étude de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXA9 mAb lapin
Remarques / Alias	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3205
ID du gène	3205
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 173 et 272 de l'HOXA9 humain (P31269).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P31269
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace