

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hoxb1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14653

Numéro d'article: CM0027547



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le HOXB1 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche en biologie du développement et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOX2, HCFP3, HOX2I, Hox-2.9, HOXB1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3211
ID de gène	3211
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14653
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace