

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hoxb2 Pour Wb Et Elisa - P14652

Numéro d'article: CM0021556

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HOXB2 validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Détecte la protéine homéobox humaine Hox-B2 et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le développement de l'axe antéro-postérieur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-HOXB2
Remarques / Alias	K8; HOX2; HOX2H; Hox-2.8; HOXB2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3212
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 140 de la protéine HOXB2 humaine (NP_002136.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P14652
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sachet de glace