

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hoxb4 Pour Wb, Elisa - P17483

Numéro d'article: CM0024240

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HOXB4 validé pour WB et ELISA. Réagit avec HOXB4 humain et murin. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle du développement et de la formation de l'axe antéro-postérieur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXB4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3214
Identifiant de gène	3214
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 50-150 de la protéine HOXB4 humaine (NP_076920.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P17483
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace