

Anticorps Polyclonal Anti-Hoxb6 Pour Wb, Elisa - P17509

Numéro d'article: CM0019380

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HOXB6 humain, un facteur de transcription à homéoboîte. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études sur le développement et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HOXB6 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOX2; HU-2; HOX2B; Hox-2.2; HOXB6
Espèce	Humain
ID de Gène	3216
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-110 du HOXB6 humain (NP_061825.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P17509
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace