

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hoxb7 Pour Wb, Elisa - P09629

Numéro d'article: CM0027635

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HOXB7 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte HOXB7 humain et murin. Adapté pour la recherche en biologie du développement et en cancérologie. Immunogène : protéine recombinante N-terminale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXB7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HOX2; HOX2C; HHO.C1; Hox-2.3; HOXB7
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3217
Identifiant de gène	3217
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de HOXB7 humain (NP_004493.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09629
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac isotherme