

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hoxc6 Pour Wb, Elisa - P09630

Numéro d'article: CM0007601

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le HOXC6 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle du développement et de la polarisation de l'axe antéro-postérieur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HoxC6 mAc Lapin
Remarques/Alias	CP25; HOX3; HOX3C; HHO.C8; HoxC6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3223
ID de Gène	3223
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du HoxC6 humain (NP_004494.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09630
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace