

Anticorps Polyclonal Anti-Hoxd10 Pour Wb, Elisa - P28358

Numéro d'article: CM0030580

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HOXD10 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte les niveaux endogènes de HOXD10. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la biologie du développement et la recherche sur le tractus urogénital.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HOXD10 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3236
ID de Gène	3236
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de HOXD10 humain (NP_002139.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28358
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace