

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hoxd10 Pour Wb, Elisa - P28358

Numéro d'article: CM0006988

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HOXD10 humain. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Idéal pour la biologie du développement et la recherche sur le tractus urogénital.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-HOXD10
Remarques/Synonymes	HOX4 ; HOX4D ; HOX4E ; Hox-4.4 ; HOXD10
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3236
GenelD	3236
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 150 de HOXD10 humain (NP_002139.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P28358
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace