

Anticorps Polyclonal Anti-Hoxd8 Pour Wb, Elisa - P13378

Numéro d'article: CM0022688

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HOXD8, un facteur de transcription à homéoboîte crucial pour la mise en place de l'axe antéro-postérieur. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXD8 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOX4 ; HOX4E ; HOX5.4 ; HOXD8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3234
GeneID	3234
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 200 et l'extrémité C-terminale de HOXD8 humain (NP_001186675.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13378
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace