

Anticorps Polyclonal Anti-Hoxd9 Pour Wb, Elisa - P28356

Numéro d'article: CM0019871

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HOXD9 humain, un facteur de transcription homéotique critique pour la spécification de l'axe antéro-postérieur du développement. Validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Détecte une bande de 36 kDa, réagit croisé avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HOXD9 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOX4, HOX4C, Hox-4.3, Hox-5.2, HOXD9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3235
GeneID	3235
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de HOXD9 humain (NP_055028.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P28356
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace