


Anticorps Polyclonal Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P45973

Numéro d'article: CM0015781



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HP1 alpha/CBX5 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît l'HP1 alpha humain et murin, un homologue de la protéine 1 de l'hétérochromatine impliqué dans la répression épigénétique et la formation du kinétochore. Idéal pour la recherche sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] HP1 alpha/CBX5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HP1; HP1A; HEL25; X5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23468
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de HP1 alpha/CBX5 humain (NP_001120794.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P45973
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace