


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P45973

Numéro d'article: CM0010417



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin humain anti-HP1 alpha/CBX5 pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte les cibles humaines, murines et de rat. Convient à la recherche sur l'hétérochromatine et l'épigénétique. P45973.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-HP1 alpha/CBX5
Remarques/Alias	HP1 ; HP1A ; HEL25 ; HP1 alpha/CBX5
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	23468
GenelD	23468
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 92 et 191 de la HP1 alpha/CBX5 humaine (P45973).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P45973
Poids moléculaire	22 kDa
Expédition	Sac réfrigérant