


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P45973

Numéro d'article: CM0018072



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HP1 alpha/CBX5, applicable pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA et ChIP. Reconnaît l'HP1 alpha humain, souris et rat, une protéine de l'hétérochromatine impliquée dans la répression épigénétique. Idéal pour la recherche sur la chromatine et les centromères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HP1 alpha/CBX5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23468
GeneID	23468
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-191 de l'HP1 alpha/CBX5 humain (NP_001120794.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45973
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet de glace