

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Numéro d'article: CM0024008



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant HP1 gamma/CBX3 (HECH, HP1-GAMMA) humain pour une détection fiable en WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Validé pour la recherche sur l'épigénétique et l'hétérochromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-HP1 gamma/CBX3
Remarques / Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
Espèce	Humain
GeneID	11335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-183 de HP1 gamma/CBX3 humain (NP_009207.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13185
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace