

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13185

Numéro d'article: CM0023189



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HP1 gamma/CBX3, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Poids moléculaire : 21 kDa. Idéal pour la recherche sur l'hétérochromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] HP1 gamma/CBX3 pAb de lapin
Remarques/Alias	HECH ; HP1-GAMMA ; HP1Hs-gamma ; X3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11335
GeneID	11335
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-183 de HP1 gamma/CBX3 humain (NP_009207.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13185
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace