


Anticorps Polyclonal Anti-Hpcal1 Pour Wb, Elisa - P37235

Numéro d'article: CM0018472



Introduction

HPCAL1 Rabbit pAb (P37235) est un anticorps polyclonal validé pour la WB et l'ELISA, réactif chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur les protéines liant le calcium et la signalisation visuelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HPCAL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BDR1 ; HLP2 ; VILIP-3 ; HPCAL1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3241
ID du gène	3241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 193 de la protéine HPCAL1 humaine (NP_002140.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P37235
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace