


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hpcal1 Pour Wb, Ip, Elisa - P37235

Numéro d'article: CM0023663



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin obtenu contre l'HPCAL1 humain (protéine 1 de type hippocalcine). Validé pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Cible d'environ 22 kDa. Adapté aux études sur la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HPCAL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Espèce	Humaine
Identifiant de gène	3241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-193 de l'HPCAL1 humain (NP_002140.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37235
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sachet de glace