

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hpd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32754

Numéro d'article: CM0030725



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la HPD humaine (4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase) pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée confirmée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur le métabolisme de la tyrosine et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HPD Rabbit pAb
Remarques / Alias	PPD; 4HPPD; GLOD3; 4-HPPD; HPPDASE; HPD
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3242
Identifiant du gène	3242
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-393 de la HPD humaine (NP_002141.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32754
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace