


Anticorps Polyclonal Anti-Hprt1 Pour Wb, Elisa - P00492

Numéro d'article: CM0018828



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HPRT1 humain, adapté pour le Western blotting et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la voie de récupération des purines, du syndrome de Lesch-Nyhan et de la goutte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HPRT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HPRT; HGPRT; HPRT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3251
GeneID	3251
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-218 de HPRT1 humain (NP_000185.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00492
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace