

Anticorps Polyclonal Anti-Hps4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqg7

Numéro d'article: CM0019869



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HPS4, un composant du complexe BLOC-3. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biogenèse des mélanosomes et du syndrome de Hermansky-Pudlak.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HPS4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LE; BLOC3S2; HPS4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	89781
GeneID	89781
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 387-708 de la protéine HPS4 humaine (NP_071364.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQG7
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace