

Anticorps Polyclonal Anti-Hr Pour Wb Et Elisa - 043593

Numéro d'article: CM0013745

Introduction

Immunogène protéique recombinant correspondant aux acides aminés 200-480 de la protéine HR humaine. Anticorps polyclonal de lapin anti-HR validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour l'étude de la déméthylation des histones et de la biologie capillaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-HR
Remarques/Alias	AU ; MUHH ; ALUNC ; HYPT4 ; MUHH1 ; HSA277165 ; HR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55806
GeneID	55806
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-480 de la protéine HR humaine (NP_005135.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43593
Poids moléculaire protéique	127 kDa
Expédition	Sac de glace