


Anticorps Monoclonal Anti-Hras Pour Wb, Elisa - P01112

Numéro d'article: CM0002508



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HRAS validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation Ras-MAPK, la prolifération cellulaire et la biologie du cancer. SWISS P01112.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRAS Lapin mAb
Remarques/Alias	CTLO ; HAMSIV ; HRAS1 ; RASH1 ; p21ras ; C-H-RAS ; H-RASIDX ; C-BAS/HAS ; C-HA-RAS1 ; HRAS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3265
GeneID	3265
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P01112
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace