


Anticorps Polyclonal Anti-Hras Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01112

Numéro d'article: CM0017052



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HRAS humain (GTPase HRas, p21ras). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient à l'étude de la signalisation Ras-MAPK et à la recherche sur les oncogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRAS Lapin pAb
Remarques/Alias	CTLO; HAMS; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASID; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Espèce	Humain
ID de gène	3265
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-189 du HRAS humain (NP_005334.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01112
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace