


Polyclonal Anticorps Anti-Hras Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01112

Numéro d'article: CM0029232



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant HRAS humain (p21ras). Validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Ras-MAPK et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRAS Rabbit pAb
Remarques / Alias	CTLO; HAMSIV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3265
GeneID	3265
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la zone des acides aminés 1-100 de HRAS humain (NP_203524.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01112
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace