

Anticorps Polyclonal Anti-Hrh1 Pour Wb, Elisa - P35367

Numéro d'article: CM0013014



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur de l'histamine H1 humain (HRH1). Convient pour les applications WB et ELISA. Détecte une protéine de 56 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR, les allergies et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	H1R; H1-R; HH1R; hisH1; HRH1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3269
Identifiant du gène	3269
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-340 du HRH1 humain (NP_000852.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35367
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace