


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hrpt2 / Cdc73 Pour Wb Et Elisa - Q6P1J9

Numéro d'article: CM0018395



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HRPT2 / CDC73 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA sur des échantillons humains. Cible la parafibromine, un suppresseur de tumeur impliqué dans la transcription et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRPT2 / CDC73 Lapin pAb
Remarques/Alias	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; C1orf28; HRPT2 / CDC73
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	79577
GenelD	79577
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 435-505 de l'HRPT2 / CDC73 humaine (Q6P1J9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6P1J9
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace