

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hrpt2/Cdc73 Pour Wb Et Elisa - Q6P1J9

Numéro d'article: CM0004857

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HRPT2/CDC73 (Parafibromine). Validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Suppresseur de tumeur impliqué dans la régulation de la transcription et la progression du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRPT2 / CDC73 AcM de lapin
Remarques/Alias	HYX ; FIHP ; HPTJT ; HRPT1 ; HRPT2 ; C1orf28 ; HRPT2 / CDC73
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79577
GeneID	79577
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 de HRPT2 / CDC73 humain (NP_078805.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P1J9
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace