

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hs3St3A1 Pour Wb, Elisa - Q9Y663

Numéro d'article: CM0022546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HS3ST3A1 humain, validé en WB et ELISA. L'héparane sulfate 3-O-sulfotransférase participe à la glycobiochimie et aux recherches sur l'entrée du HSV-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HS3ST3A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	3OST3A1, 3-OST-3A, HS3ST3A1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9955
ID du gène	9955
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44-140 de HS3ST3A1 humain (NP_006033.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y663
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace