

Anticorps Monoclonal Contre La Protéine Interagissant Avec Hsc70 (Hip) Pour Wb - P50502

Numéro d'article: CM0008487

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la protéine interagissant avec Hsc70 (HIP) pour WB et ELISA. Reconnaît ST13/HIP humain et murin, un co-chaperon cytoplasmique de Hsp70. Protéine de 41 kDa. UniProt P50502.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la protéine interagissant avec Hsc70 (HIP)
Remarques / Alias	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Protéine interagissant avec Hsc70 (HIP)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6767
GenelD	6767
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 270-369 de la protéine interagissant avec Hsc70 (HIP) humaine (P50502).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P50502
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sachet de glace