

Anticorps Polyclonal (Pab) De Lapin Anti-Protéine Interagissant Avec Hsc70 (Hip) - P50502

Numéro d'article: CM0029145

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la protéine interagissant avec Hsc70 humaine (HIP/ST13) pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les chaperonnes et les études de repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-protéine interagissant avec Hsc70 (HIP)
Remarques/Alias	HIP ; HOP ; P48 ; AAG2 ; SNC6 ; HSPABP ; FAM10A1 ; FAM10A4 ; HSPABP1 ; PRO0786 ; Protéine interagissant avec Hsc70 (HIP)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6767
GeneID	6767
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-369 de la protéine interagissant avec Hsc70 (HIP) humaine (NP_003923.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50502
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace