

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsc70/Hspa8 Pour Wb, Elisa - P11142

Numéro d'article: CM0002936



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre Hsc70/HSPA8 humain (P11142). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le contrôle qualité des protéines, l'autophagie et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Hsc70/HSPA8
Remarques / Alias	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3312
GeneID	3312
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 547-646 de Hsc70/HSPA8 humain (P11142)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11142
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sachet de glace