

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hscb Pour Wb Et Elisa - Q8IWL3

Numéro d'article: CM0015659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'HSCB humain (JAC1/HSC20), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'assemblage des clusters fer-soufre mitochondriaux et cytoplasmiques, l'incorporation de SDHB et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSCB Rabbit pAb
Remarques/Alias	JAC1; HSC20; SIDBA5; DNAJC20; HSCB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	150274
Identifiant du gène	150274
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-235 de l'HSCB humain (NP_741999.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IWL3
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace