

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsd11B2 Pour Wb, Elisa - P80365

Numéro d'article: CM0027233

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HSD11B2 humaine (11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2). Validé pour WB et ELISA, réagit en croisé avec le rat. Adapté aux études sur le métabolisme des glucocorticoïdes et les récepteurs minéralocorticoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD11B2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AME; AME1; HSD2; HSD11K; SDR9C3; HSD11B2
Espèce	Humain
Identifiant de gène	3291 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 266-405 de l'HSD11B2 humaine (NP_000187.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P80365
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace